

SV-1

Ecógrafo ultrasonidos conexión wifi




importvet

www.import-vet.com

SV-1

Sonda wifi para el diagnóstico reproductivo transabdominal en cerdas, ovejas y cabras.



Posibilidad de compartir datos con otras apps

CARACTERÍSTICAS:

- Botón de congelado
- Resistente a salpicaduras
- Funda sumergible
- Carga inalámbrica

ESPECIFICACIONES:

- Monitor: Series iOS y Android
- Frecuencia: 3,5MHz
- Modo de escaneo: Sectorial
- Profundidad de escaneo: 100 - 180 mm.
- Modo display: Modo B
- Escalas de grises: 256 niveles
- Duración de batería: 3 horas
- Tamaño: 140 x 45 x 40 mm.
- Peso: 200 gr.