

Equipo de ultrasonidos tipo-B

# SV-200


## Ecógrafo Veterinario

El ecógrafo de muñeca SV-200 es el más pequeño y ligero del mundo con tan solo 400g. Su reducido tamaño permite llevarlo perfectamente en la muñeca para un diagnóstico rápido y fiable. Ideal para el trabajo de los ganaderos en la granja.





# SV-200



## ESPECIFICACIONES

### Características:

- Portátil, ligero. Fácil de llevar en la muñeca.
- Pantalla ajustable en ángulo de inclinación.
- Teclado de mano que facilita su uso con una solo mano.
- Alta calidad de imagen, con función de medición.
- Sonda de 3,5 /5 MHz para porcino, ovino y caprino.
- Sonda de 7 MHz para vacuno y equino.
- Cálculo de edad de gestación.
- Pseudocolores.
- Batería estándar de larga duración.
- Tarjeta micro SD de gran capacidad para almacenar imágenes.



### Especificaciones:

- Pantalla: 3,5 pulgadas.
- Escaneo: Sectorial de 80 grados.
- Sonda: Sectorial de 3,5 /5 MHz  
Sectorial de 7 MHz.
- Profundidad de escaneo: 70-190 mm.
- Almacenamiento de imágenes: 512 imágenes en SD card.
- Modo display: B
- Escalas de grises: 256.
- Pseudocolor: 8 tipos.
- Duración de la batería: 2,5 horas.
- Tamaño: 100mm x 80mm x 25mm.
- Peso: 400 g.



Sonda sectorial de 7 MHz para uso en Bovino y Equino

## Import-Vet S.A.

Calle de la Font Grossa, 22  
Polígono Industrial La Gabarra  
08540-Centelles (Barcelona)  
Tel. 902316613 Fax. 902316614  
e-mail: int@import-vet.com  
www.import-vet.com

**IMPORT-VET S.A.**